

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: ПУ, АБС пластик, полиэстер, металл.
Цвет: мультикопюр.
Размер: массажная часть – 30 х 17 см., длина накладки – 118 см., длина шнура – 115 см.
Работает от сети 220 В или от автомобильного прикуривателя (адаптеры в комплекте).
Входное напряжение: АС 100-240 В, 50/60 Гц. Выходное напряжение: DC 12 В, 2А.
Мощность: 24Вт. Тип прогрева: инфракрасный. Температура прогрева: 60°С.
Максимальная нагрузка: 70-80 кг.
Комплектация: массажер – 1 шт., адаптер для сети 220 В – 1 шт., адаптер для работы от автомобильного прикуривателя – 1 шт., инструкция – 1 шт.

- 

Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией
- 

Храните в местах, недоступных для детей и животных

Возможная неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Устройство не работает	вилка не плотно подключена к розетке	вставьте вилку правильно
Массажер слишком горячий	слишком долгое применение массажера	отключите массажер на 30 минут

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.
Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.
Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il

Импортёр на территории РФ:
ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

Импортёр на территории Республики Беларусь:
ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтанников, д. 9 комн. 34/4.
УНП 192409754.

Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай

Изготовитель: Джецян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед.
Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. Тел: +86-574-6560937.
факс: +86-574-6560938, e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Международная торговая марка «BRADEX».
Per. №1419183
Израиль - Per. №204012
Россия - Per. №444287, №683532

Срок эксплуатации: 1 год с начала эксплуатации.
Гарантийный срок: 1 год.
Дату производства смотрите на упаковке.



НАКИДКА МАССАЖНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ПРОСТО КОСМОС

BRADEX
Health & Beauty

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KZ 0308

BRADERUSSIA
BRADERMOSCOW



Накидка массажная универсальная «ПРОСТО КОСМОС» подойдет для расслабляющего массажа мышц шеи, спины, рук и ног, а также для коррекции проблемных зон. Универсальный массажер «ПРОСТО КОСМОС» позволит устранить зажатость мышц и болевые синдромы, превращая каждый сеанс массажа в настоящее удовольствие. Восемь массажных роликов имитируют ручной массаж, меняя направление движения в двух режимах и глубоко разминают мышцы, восстанавливая нарушенное кровоснабжение тканей и органов. Дополнительная функция инфракрасного прогрева повышает эффективность массажа, обеспечивая глубокое расслабление после насыщенного дня.

Эргономичная форма массажера подойдет для разминающего массажа поясницы, что также положительно отразится на работе желудочно-кишечного тракта и органах малого таза. Массажная накидка способна помочь расслабиться, снять мышечное напряжение и спазмы в нижних конечностях, а массаж в области бедер поможет справиться с целлюлитом, нормализовать питание тканей и ускорить расщепление подкожных жиров. Наличие дополнительной зарядки от прикуривателя позволит легко и просто воспользоваться массажной универсальной накидкой в автомобиле и сделать Ваше путешествие комфортным и приятным.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 8 массажных роликов и 2 режима движения.
- Эргономичная форма массажера подходит для массажа всего тела.
- Инфракрасное прогревание повышает эффективность массажа.
- Дополнительная зарядка от прикуривателя – удобно использовать в автомобиле.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Диабет, флебит, тромбоз, новообразования, воспалительные процессы, эпилепсия, беременность, остеопороз, воспаления, травмы, сердечные заболевания, гипертония, опухолевые процессы, мочекаменная болезнь, клапаны в сердце.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

Товар не является медицинским изделием.

Разработан для расслабляющего массажа.

Не использовать при ожогах и других поражениях кожи.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Храните в местах, недоступных для детей и животных.
- Храните вдали от нагревательных приборов.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Каждый раз после использования отключайте массажер от сети.
- Не оставляйте прибор включенным без присмотра.
- Во избежание возможного возгорания не накрывайте массажер.
- Не позволяйте детям использовать прибор самостоятельно.
- Не эксплуатируйте поврежденный или неисправный массажер.
- Не тяните за шнур.
- Держите шнур вдали от нагревательных приборов и высоких температур.
- Не используйте массажер в воде или при высокой влажности.
- Если массажер упал в воду, не трогайте его руками и сразу отключите от розетки.
- Если на массажер попала вода или другая жидкость, немедленно прекратите использование и отключите от розетки. Просушите перед началом следующего пользования.
- Не используйте в ванной комнате.
- Не вставляйте вилку шнура в розетку мокрыми руками.
- Не разбирайте массажер самостоятельно, не трогайте внутренние детали.
- Не стойте, не сидите на массажере, не давите сильно на массажные ролики.
- Перед использованием убедитесь, что напряжение источника питания соответствует требованиям.
- Будьте аккуратны при использовании прогрева.
- Длительное использование и перегрев массажера может сократить срок службы прибора.
- При перегреве отключите массажер и дайте ему остыть.



СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Вставьте адаптер питания (для розетки или прикуривателя) в разъем для провода на массажере.
- Подключите адаптер к розетке или к прикуривателю.
- Положите массажер на плечи, а руки – в нарукавники или просто придерживайте края накладки руками.
- Также можно расположить массажер на шее, плечах, бедрах, ягодицах, пояснице, животе или спине.
- Нажмите кнопку «включение» – Массажные ролики начнут вращаться.
- Для изменения направления вращения роликов нажмите кнопку реверсивного движения (↺).
- Ролики вращаются внутрь или наружу.
- Для прогрева нажмите соответствующую кнопку (///). Для отмены подогрева нажмите кнопку еще раз.
- Длительность процедуры массажа – 15 минут. Для продления процедуры нажмите кнопку «включение» еще раз. Не используйте больше 30 минут за один сеанс.

ХРАНЕНИЕ И УХОД:

Храните массажер в коробке в сухом прохладном месте. Избегайте контакта с острыми предметами. Не наматывайте провод на массажер, чтобы избежать повреждений. Не подвешивайте и не тяните массажер за шнур.

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ПРИБОРА:

При загрязнении отключите прибор из сети, дайте остыть, протрите слегка влажной тряпкой, просушите. Не используйте абразивные, отбеливающие и другие агрессивные моющие средства.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.